

Arena Kryptert utklippstavle Brukerdokumentasjon

DIPS AS – 18.1, 2019-01-15 |



Innhold

1. Kryptert utklippstavle
 - 1.1. Kryptert utklippstavle - hurtiginnføring
 - 1.2. Forutsetninger for å ta i bruk Kryptert utklippstavle
 - 1.2.1. Adgangskontroll/tilgangsstyring
 - 1.2.2. Oppsett og konfigurasjon
 - 1.3. Bruke Kryptert utklippstavle
 - 1.3.1. Godkjente bruksområder
 - 1.3.2. Kopiere tekst og informasjon inn i pasientjournal
 - 1.3.3. Kopiere tekst og informasjon ut av pasientjournal
 - 1.4. Ofte stilte spørsmål

© 2018 DIPS AS

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or published to a third party, in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of DIPS AS.

OpenEHR is a registered trademark of OpenEHR Foundation. HL7®, CDA®, FHIR® and the FHIR [FLAME DESIGN]® are the registered trademarks of Health Level Seven International.

All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

DIPS AS

Postboks 1435

8037 Bodø

Norway

<https://www.dips.no>

+47 75 59 20 00

Historikk

Dato	Versjon	Forfatter	Beskrivelse
2019-01-15	1.0	Malin Aas Berg	Lansering Arena 18.1

1. Kryptert utklippstavle

Kryptert utklippstavle er en støttefunksjon som muliggjør kopiering av innhold inn og innad i en og samme pasientjournal. Samme funksjon hindrer kopiering av innhold ut fra en pasientjournal og inn i andre systemer og andre pasientjournaler.

1.1. Kryptert utklippstavle - hurtiginnføring

Oppgave	Hvordan?
Kopiering av tekst inn i pasientjournal	Se Kopiere tekst og informasjon inn i pasientjournal
Kopiering av tekst ut av pasientjournal	Se Kopiere tekst og informasjon ut av pasientjournal

Tabell 1. Hurtiginnføring

1.2. Forutsetninger for å ta i bruk Kryptert utklippstavle

Kryptert utklippstavle er en inkludert funksjon i DIPS Arena.

1.2.1. Adgangskontroll/tilgangsstyring

Det er ingen tilgangskontroll på denne funksjonen.

1.2.2. Oppsett og konfigurasjon

Parameternavn	Forklaring	Standardverdi
ArenaKryptertUtklippstavle	Parameteren benyttes til å angi om Arena Kryptert Utklippstavle skal benyttes eller ikke: TRUE: kryptert utklippstavle benyttes. Ikke mulig å kopiere ut av EPJ til eksternt program, FALSE: kryptert utklippstavle benyttes ikke. Denne oppsettparameteren støtter sykehus, avdeling og lokalisering. Det er brukerrollens sykehus, default avdeling og default arbeidssted som bestemmer hvilken parameterverdi som velges.	TRUE

Tabell 2. Systemparametre for Kryptert utklippstavle.

Uavhengig av hva som settes på systemparameteren er det ikke mulighet å kopiere tekst fra en pasient til en annen.

1.3. Bruke Kryptert utklippstavle

1.3.1. Godkjente bruksområder

I og med at funksjonen er en del av Arena, vil ikke du som bruker forholde deg til utklippstavlen i din daglige bruk, annet enn hvis den hindrer forsøk på kopiering ut av en pasientjournal.

1.3.2. Kopiere tekst og informasjon inn i pasientjournal

Ved hjelp av kryptert utklippstavle vil du kunne kopiere tekst og innhold fra systemer utenfor pasientjournalen og lime denne inn i pasientens journal.

Kryptert utklippstavle gjør det også mulig å kopiere og lime inn tekst og informasjon fra Classic-dokumenter dersom du bruker Classic i Arena.

1.3.3. Kopiere tekst og informasjon ut av pasientjournal

Kryptert utklippstavle gjør at du ikke vil kunne kopiere og flytte tekst og informasjon fra en pasientjournal inn i andre applikasjoner. Dersom tekst skal flyttes fra en pasient til en annen, må spesialfunksjon for dette benyttes, se brukerdokumentasjon for Arena Dokumenter.

Det vil heller ikke være mulig å kopiere tekst og informasjon fra Classic til Arena i en og samme pasientjournal dersom Classic er åpnet utenfor Arena.

1.4. Ofte stilte spørsmål

1. *Hvorfor får jeg ikke kopiert tekst fra et Classicdokument inn i et Arenadokument på en og samme pasient?*

Du vil ikke kunne kopiere tekst fra Classic til Arena innad i samme pasientjournal dersom du har åpnet Classic utenfor Arena. Bruk av Classic-flisen vil gjøre det mulig for deg å kopiere inn tekst fra Classic til Arena.

© 2018 DIPS AS

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or published to a third party, in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of DIPS AS.

OpenEHR is a registered trademark of OpenEHR Foundation. HL7®, CDA®, FHIR® and the FHIR [FLAME DESIGN]® are the registered trademarks of Health Level Seven International.

All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

DIPS AS

Postboks 1435

8037 Bodø

Norway

<https://www.dips.no>

+47 75 59 20 00

18.1

Last updated 2019-01-03 12:37:38 +0100